



» Referencias:  
**04000** Juego de férulas rígidas con bolsa de transporte

» Descripción del producto

Confeccionado en Poliuretano no absorbente endurecido y plastificado. Cintas cierre tipo velcro que ajustan las piezas Radiotransparentes.  
Se suministra con bolsa de transporte y manual.

» Tamaños :  
Consta de 10 piezas con sus correspondientes tiras de fijación  
Pierna adulto, Pierna adolescente, Pierna infantil  
Brazo adulto, Brazo adolescente, Brazo infantil  
Cabestrillo adulto, Cabestrillo infantil, Muñeca/antebrazo adulto  
Muñeca/antebrazo infantil

» Dimensiones 17cm x 94cm x 37cm