



- » Referencias:
4000M Juego de férulas semirrígidas con bolsa de transporte

Descripción del producto

- » Confeccionado en poliuretano no absorbente endurecido y plastificado.
Cintas cierre tipo velcro que ajustan las piezas.
Radiotransparentes.
Diseñado para la inmovilización de miembros, tanto adultos como pediátricos.
Se suministra con bolsa de transporte y manual.
- » DIMENSIONES
Pierna adulto
Pierna infantil
Cabestrillo adulto
Cabestrillo infantil
Muñeca/antebrazo adulto
Muñeca/antebrazo infantil
- » Dimensiones 17x94x28 cm.

FÉRULA SEMIRRÍGIDAS