



» Referencias:
486160492 Cintas de inmovilización para tablero espinal

» Cintas de inmovilización para tablero espinal.

- Cintas de Poliuretano y poliéster, velcros de Nylon de alta resistencia
- Código de color: Rojo, Amarillo y Verde
- Iconografía para una identificación rápida y facilitar una correcta aplicación.
- Mensajes de aviso
- Bolsa de transporte con banda reflectante. Set compuesto por tres Cintas de diferentes colores, debidamente identificadas, diseñadas para colocarlas en diferentes zonas del cuerpo de la persona rescatada, con el fin de inmovilizarla de forma óptima y garantizar su integridad física, así como disminuir lesiones, durante su traslado. Diseñado por el Grupo de Investigación en Actividades acuáticas y Socorrismo de la Universidade da Coruña.