



grupo AON

**Akire**  
SOLUCIONES MÉDICAS

ficha técnica

5010I

5010A



» Referencias:

**5010I** Juego de férulas de vacío **infantil** con bomba y bolsa de transporte

**5010A** Juego de férulas de vacío **adulto** con bomba y bolsa de transporte

» Descripción del producto

Confeccionado en Nylon 300 base Pvc

Cintas cierre tipo velero que ajustan las piezas

Relleno: perla de poliestileno P4

Radiotransparentes

Válvula para vacío sistema ON/OFF

Se suministran con: bolsa de transporte (38 X 78cm) bomba de vacío y manual.

» Dimensiones

Pediátrica

59x34x68 cm. cabestrillo

70x34x47 cm. pierna

» Dimensiones

Adulto

71x20,5x27 cm. cabestrillo

88x50x69 cm. pierna

FÉRULA DE VACÍO



grupo AON

**Akire**

C/ Foia, 10 Polígono Industrial Alquería de Moret  
46210 - Picanya (VALENCIA)  
Tel.: 963 101 528 - 689 555 159  
akiremedica@akiremedica.com

Rev. 01/09/2023

CE | CE Class I