



» Referencias:  
AIVIA Columna para instalación DESA modelo BONAVIE

» Fabricadas con materiales resistentes y duraderos.

Acabadas en pintura epoxy color verde RAL 6024 según norma ISO 3864.

Pictogramas estándares según norma ERC y ILCOR

BONAVIE

Fabricada aluminio AG3 5754H111 20/10 con base de 80/10.  
Recubrimiento epoxy.

Dimensiones:

1639cm x 395 cm x 218 cm

peso 13 kg

COLUMNA INSTALACIÓN DESA COLAVIE

## Algunas configuraciones disponibles:


### Serie AIVIA 100

Modelo autónomo limitado a una apertura libre, iluminación día/noche, y una alarma en opción. Funciona con 4 pilas LR20.

### Serie AIVIA 2XX: AIVIA 200, 210, 220, 230

Alimentado de forma eléctrica, dispone de las siguientes opciones:

- Opción calefacción para regular temperaturas bajas
- Opción conexión telefónica con los servicios de emergencias
- Una apertura controlada por código para proteger el acceso al DAE



## Gama AIVIA Vigilancia incluye 4 modelos:

### Serie AIVIA 3XX: AIVIA 300, 310, 320, 330

Alimentado de forma eléctrica, dispone de las siguientes opciones:

- Opción calefacción para regular las bajas temperaturas
- Opción conexión telefónica con los servicios de emergencias
- Una apertura controlada por código para proteger el acceso al DAE
- Conexión a un servidor de vigilancia para la supervisión a distancia vía INTERNET.