



» Referencias:
BONAVIE Columna para instalación DESA modelo BONAVIE

» Fabricadas con materiales resistentes y duraderos.

Acabadas en pintura epoxy color verde RAL 6024 según norma ISO 3864.

Pictogramas estándares según norma ERC y ILCOR

BONAVIE

Fabricada aluminio AG3 5754H111 20/10 con base de 80/10.
Recubrimiento epoxy.

Dimensiones:

1639cm x 395 cm x 218 cm

peso 13 kg

COLUMNA INSTALACIÓN DESA BONAVIE