



- » Referencias:  
BPM-AN-50                      Tensiómetro aneroide 2 tubos
  
- » Norma aplicable: EN ISO 81060-1: 2012 Dispositivo médico conforme a MDD 93/42/EEC  
Esfigmomanómetro aneroide con manguito de tamaño adulto, con medidor y bulbo separados.  
Especificaciones  
-Rango de medición: 0-300 mmHg (Precisión: + 2,0 mmHg)  
-Tamaño del brazalete: 50 x 14 cm - adulto

TENSIÓMETRO ANEROIDE