



» Referencias:  
COLAVIE Columna para instalación DESA modelo COLAVIE

» Desarrolladas para la instalación del AIVIA en interiores o exteriores, las columnas BORNAVIE y COLAVIE respetan las normas en vigor aplicadas al mobiliario urbano y las obligaciones relativas a la « PMR » (Personas de movilidad reducida).

Fabricadas con materiales resistentes y duraderos.

Acabadas en pintura epoxy color verde RAL 6024 según norma ISO 3864.  
Pictogramas estándares según norma ERC y ILCOR

COLAVIE: aluminio AG3 5754H111 20/10, estructura de tubos de aluminio co 50/10 y 30/10. Recubrimiento epoxy.

Dimensiones:  
2495cm x 820 cm x 260 cm  
peso 46 kg

COLUMNA INSTALACIÓN DESA COLAVIE