


 **asimed**

BARYS ELECTRA

BÁSCULA ELECTRÓNICA · ELECTRONIC SCALE · PÈSE-PERSONNE ÉLECTRONIQUE



• **Exacta**
Exact · Précise

• **Robusta**
Sturdy · Solide

• **Tallímetro**
Height Rod · Toise de mesure

• **Económica**
Economic · Économique

www.asimed.es



Báscula electrónica.

Ideal para sectores no sujetos a la normativa europea CE de equipos certificados.
 Fabricada en plancha de acero lacada en blanco con visor en material plástico.
 Dispone de pantalla LCD de alto contraste con iluminación de fondo y dígitos de 20mm de altura para facilitar la lectura.
 Fácil manejo, cada función tiene su indicador en pantalla para que el usuario sepa que funciones tiene activadas en cada momento.
 Tecla de reconversión de unidades, posibilidad de pesar en kilos o libras.
 Función de Tara y Fijación de Peso, para ofrecer resultados exactos y fiables.
 Tecla de iluminación de pantalla.
 Opera conectada a la red eléctrica con alimentador de 220 V AC / 50 Hz.
 Función de autoapagado, evita un gasto innecesario de energía.
 Tallímetro telescópico confeccionado en aluminio anodizado con indicaciones en cm y pulgadas con capacidad de 75cm hasta 200cm y divisiones de 0,5cm.

Cod. 01460

Ficha Técnica

Max 200 kg
 e 100 g
 Min 2 kg
 Medidas plataforma 370 x 270 mm
 Medidas equipo 1060 x 540 x 270 mm
 Temp. de funcionamiento 0°C / 40°C


Electronic scale.

It is ideal for sectors not subject to the CE approval class III.
 Made in white with varnished steel plates with a plastic visor. It comes with a LCD high contrast screen backlit and 20mm tall digits for increased readability.
 Easy to use, each function has an on-screen indicator for the user to keep track of the activities in each function at any given moment.
 Reconvert unit's key, with the possibility of weighing in kilograms or pounds.
 Tare and fixed weight function offering exact and reliable results.
 Key operated backlit LCD.
 Operates on mains power 220 V AC / 50 Hz.
 Auto-off function, this system avoids an unnecessary cost of energy.
 Telescopic height meter made in anodized aluminium with indications both in centimetres and inches . Measurement range from 75cm to 200cm and graduations of 0,5cm.

Cod. 01460

Technical features:

Max 200 kg
 e 100 g
 Min 2 kg
 Platform size 370x270 mm
 Equipment size 1060 x 540 x 270 mm
 Working temperature 0°C / 40°C



Pèse-personne électronique.

Idéale pour les secteurs non-sujets aux normes européennes d'appareils certifiés.
 Fabriquée en acier laqué blanc et écran recouvert en matériau plastique.
 Écran LCD de haute définition rétro-éclairé avec caractères de 20mm de hauteur afin de faciliter leur lecture.
 Utilisation simple, chaque fonction possède un indicateur à l'écran, l'utilisateur sait à tout moment quelles fonctions sont actives.
 Touche de conversion des unités, possibilité de peser en kilos et en livres.
 Fonction de tare et fixation de poids, afin d'offrir un résultat précis et fiable.
 Touche d'éclairage de l'écran.
 Connexion au courant électrique par alimentation 220 V AC / 50 Hz.
 Fonction d'arrêt automatique, grande économie d'énergie.
 Toise de mesure télescopique d'aluminium anodisé avec indications en cm et pouces mesurant de 75cm à 200cm avec graduation de 0.5cm.

Cod. 01460

Fiche Technique:

Max 200 kg
 e 100 g
 Min 2 kg
 Dimensions Plateforme..... 370x270mm
 Dimensions Appareil.. 1060x540x270mm
 Températures fonctionnement.. 0°C / 40°