


“Mi profesión necesita
una nueva generación de
detectores de problemas de la vista”



VISIOSMART™

VIENDO EL MUNDO A TU MANERA



TU PROFESIÓN HA EVOLUCIONADO NUESTRAS SOLUCIONES DE DETECCIÓN TAMBIÉN



VISIOSMART™

LÍDER MUNDIAL EN CORRECCIÓN DE PROBLEMAS DE LA VISTA, EN ESSILOR SOMOS EXPERTOS EN TODOS LOS ÁMBITOS DE LA VISIÓN.

Con el objetivo de diseñar un nuevo detector de problemas de la vista que se ajuste a la perfección a tus necesidades, los ingenieros de Essilor se han reunido con un gran número de médicos y han valorado sus necesidades actuales. Gracias a VISIOSMART, tendrás acceso a una nueva generación de detectores de problemas de la vista totalmente digital que te permitirá realizar y evaluar todo tipo de pruebas mediante una interfaz táctil muy fácil de utilizar.

3 SOLUCIONES PARA UNA METODOLOGÍA ÚNICA



VISIOSMART™
elite

La solución más completa en una tableta táctil para un manejo más sencillo, mayor conectividad, libertad de movimiento y adaptabilidad.

VISIOSMART™
PC

La solución para aquellos que quieren gestionar el proceso de pruebas de detección a través del ordenador.

VISIOSMART™
classic

La solución que ofrece equipos autónomos para quienes trabajan en el ámbito de la medicina preventiva.



+ EFICIENCIA



PORQUE TU TIEMPO ES ORO

Con VISIOSMART, las pruebas se presentan de forma instantánea y se encadenan rápidamente para optimizar tu ritmo de trabajo y tu productividad. La sencillez de la interfaz táctil de VISIOSMART ofrece un manejo intuitivo que te permitirá ahorrar tiempo, en particular gracias a los 4 protocolos preprogramados que tendrás a tu disposición.



PORQUE AUMENTAR TU CAPACIDAD ES IMPORTANTE

Mediante la función de voz, podrás aplicar protocolos completos de forma automática. La función de voz artificial dirigirá la prueba para que puedas olvidarte de este tipo de tareas repetitivas.

PORQUE NECESITAS PODER PERSONALIZAR LAS PRUEBAS CON RAPIDEZ

Gracias a VISIOSMART, crearás de forma sencilla tus propios protocolos. Adapta las pruebas a tus pacientes, a la naturaleza de sus funciones y a su entorno de trabajo.





+ PRECISIÓN

PORQUE TE MERECE LA MEJOR CALIDAD

La ergonomía de VISIOSMART garantiza una postura óptima del paciente mediante una máscara que se adapta a cada morfología. Además, ofrece una luminancia constante y homogénea con arreglo a las normas aplicables. Con VISIOSMART, el entorno de las pruebas estará controlado y las revisiones se realizarán en unas condiciones óptimas de fiabilidad y precisión.



PORQUE NECESITAS UNA GAMA AMPLIA DE PRUEBAS RECONOCIDAS

La gama pruebas de VISIOSMART está diseñada para satisfacer todas tus necesidades, incluida la medición de agudeza visual, detección de hipermetropía, percepción de colores y contrastes y pruebas de visión binocular. Todas estas pruebas provienen de modelos que cuentan con el reconocimiento y el visto bueno de los mejores expertos científicos.



+ POSIBILIDADES



PORQUE TRABAJAS CON DISPOSITIVOS CONECTADOS

Con un simple clic podrás exportar los resultados de las pruebas al historial del paciente gracias a la interfaz integrada.

PORQUE A MENUDO TIENES QUE DELEGAR TAREAS EN OTRAS PERSONAS

Las pruebas son programables y el manejo de la interfaz es muy sencillo, por lo que VISIOSMART te permitirá delegar tareas de forma fácil a otros compañeros.




PORQUE LA ADAPTACIÓN A LENGUAS EXTRANJERAS ES UNA NECESIDAD

Gracias a su función de voz disponible en varios idiomas, VISIOSMART te brindará la oportunidad de adaptarte fácilmente al idioma de la persona evaluada.

PORQUE DEBES ANTICIPARTE A LOS IMPREVISTOS

VISIOSMART está preparado para hacer frente a posibles cambios en la organización.

PRUEBAS PRELIMINARES Relajación de la acomodación Agudeza: letras/ cifras /Landolts /Snellen /Raskin Escalas logarítmicas/ estereoscópicas	●	●	●
PRUEBAS REFRACTIVAS Rojo / verde Astigmatismo Hipermetropía latente	●	●	●
PRUEBAS NO REFRACTIVAS Colores Sensibilidad al contraste Campo periférico horizontal	●	●	●
DISTANCIAS Visión de lejos a 6 m Visión intermedia a 67 cm Visión de cerca a 40 cm	●	●	●
PRUEBAS COMPLEMENTARIAS AMPLIADAS	●		
PROTOCOLOS DE PRUEBAS 4 protocolos estándar incorporados Personalizables Modo automático con función de voz artificial	● ● ●	● ● Modo automático optativo	●
CONECTIVIDAD Copia de seguridad de los datos Exportación de los datos al software de gestión	● ●	● ●	
AYUDA ONLINE	●	●	●



Campo de visión horizontal	60°, 70°, 80°, 90°, 100° y campo nasal
Sistema de iluminación	Pantalla de alta resolución Luminancia de las pruebas (con arreglo a la norma ISO 8596): 200cd/m ²
Dimensiones y peso del aparato	Largo: 290 mm x Alto: 450 mm x Ancho: 400 mm - 5,5 kg
Tensión	100 - 240V/50 - 60Hz
Consumo de electricidad	50W

ACCESORIOS**

- Funda protectora
- Maleta de transporte tipo trolley (opcional)
- Mando a distancia adicional (opcional)
- Cascos (opcional)

Puesto que mejorar es siempre nuestro máximo objetivo, las presentes especificaciones no son vinculantes y pueden modificarse sin previo aviso. Las imágenes tampoco son vinculantes y están sujetas a modificación. Visiosmart™ es una marca registrada de Essilor International.