

VISIOTEST™ - CAMPITEST™

REF.: 4C77301

La solución para el examen visual portátil.

Visiotest explora los principales parámetros de la función visual de forma sencilla ofreciendo un protocolo de seis tests:

- ≈ Visión de lejos
- ≈ Visión de cerca



REF.: 4C77301

06 | 2014

≈ Para completar el examen Visiotest™, es posible adaptar fácilmente el Campitest™, accesorio con mando a distancia que permite examinar el campo visual horizontal (No incluido)

Adquirir el visiotest™ - Campitest™ es apoyarse en una referencia internacional para ejercer su actividad con tranquilidad y precisión.

Aprobado internacionalmente por todas las asociaciones de Medicina Laboral, Visiotest™ es el control visión de **referencia** en Medicina Preventiva.

El color de los diodos corresponde a la sensibilidad máxima del ojo, permitiendo efectuar el examen en condiciones óptimas de calidad, precisión y fiabilidad.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL VISIOTEST

Modo operativo:	Manual
Protocolo de 6 tests	
Distancia de presentación:	5 m 33 cm
Sistema de iluminación:	Placa de Led. 50.000 horas
Iluminación de los tests:	250 cd/m ²
Contraste de los optotipos:	1
Altura regulable	
Dimensiones:	Anchura: 245 mm Altura: 370 mm Profundidad: 300 mm
Peso:	4,9 kg
Tensión de alimentación:	115-230 V / 50-60 Hz. Externa bajo consumo.
Consumo eléctrico:	10 W
Conforme al marcaje CE.	

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL CAMPITEST

Conexión al Visiotest TM	
Campo visual ojo derecho y ojo izquierdo: 60°, 70°, 80°, 90°, 100° y campo nasal	
Dimensión del Campitest™ :	Ø 300 mm
Dimensiones del mando a distancia:	135 x 45 x 35 mm
Longitud del cable del mando a distancia:	1,6 m
Peso del Campitest™ :	500 g
Conforme al marcaje CE.	

TEST INCLUIDOS

Medición de la agudeza monocular y binocular · Detección de la hipermetropía · Astigmatismo · Visión estereoscópica · Test duocromo Forias · Visión de los colores

ACCESORIOS

Kit de visión intermedia*

Maleta de transporte**

(*) EL KIT 50, que permite efectuar tests de visión de cerca de una distancia intermedia de 50 cm.

(**) Opcional

Con objeto de mejorar nuestros productos, estas especificaciones no son contractuales y están sujetas a posibles modificaciones sin previo aviso.



grupo AON

Akire

C/ Foia, 10 Polígono Industrial Alquería de Moret
46210 - Picanya (VALENCIA)
Tel.: 963 101 528 - 689 555 159
akiremedica@akiremedica.com