



» Referencias:
OPTOMEPE Equipo screening para exploración visual OPTOMEPE

» Dispositivo médico portátil, preciso y versátil para emplear en sus controles profesionales de la visión en el trabajo.

Compuesto por una pantalla de visualización y tablet para el manejo del software incluido.



 OptoMeP®

Características

- Distancia de examen:
 - Visión lejana - Intermedia - Cerca
- Exportación de pruebas en PDF y XML
- -Parámetros personalizables
 - Informes
 - Protocolos de pruebas
- Creación de protocolos de pruebas propios que se adaptan a cada paciente y se ejecutan de forma semiautomática.

- Calibración de la pantalla

Componentes

- Tablet manejo
- Pantalla de visualización
- Gafa y clip Rojo/Azul
- Accesorio lente / ocluser
- Soporte de mesa
- Funda de transporte
- Manual de instrucciones

Producto Sanitario Clase I



Akire

grupo AON

C/ Foia, 10 Polígono Industrial Alquería de Moret
46210 - Picanya (VALENCIA)
Tel.: 963 101 528 - 689 555 159
akiremedica@akiremedica.com

Rev. 01/09/2023

 | CE Class I