



» Referencias:
SERCS35100 Pulsioxímetro OXY 50 con sensor reutilizable adulto

» Oxímetro de pulso con sensores intercambiables para adultos (suministrado) y niños (opcional).

Monitorización continua • Pantalla TFT orientable en color de 1.8"

Resolución: 160 x 96

Posibilidad de programar las alarmas

Alarmas acústicas y visuales de SpO₂ y frecuencia cardíaca.

Software para PC compatible con WinXP y WinVista

Funcionamiento con 2 baterías de tipo AA

PULSIOXÍMETRO OXY50