



- » Referencias:  
**SERCS16** Inmovilizador de cabeza  
**SERCS16CHILD** Inmovilizador de cabeza pediátrico

» Descripción del producto

Confeccionado en Nylon 300 base Pvc  
Cintas cierre tipo velero que ajustan las piezas  
Relleno: perla de poliestileno P4  
Radiotransparentes  
Válvula para vacío sistema ON/OFF  
Se suministran con: bolsa de transporte (38 X 78cm) bomba de vacío y manual.

- » Dimensiones 40x25x15 cm.  
Peso neto: 1,00 kg.

CAMILLA SILLA PLEGABLE