



» Referencias:
SERCS17
SERCS17CHILD

Collarín cervical regulable 4 posiciones **adulto**
Collarín cervical regulable 3 posiciones **pediátrico**

» Descripción del producto

Fabricado con una suave espuma contorneada para un ajuste cómodo.
Recubierto de algodón 100% Stockinet y cierres de velero.
Completamente regulable en 4 posiciones (versión adulto) y
3 posiciones (versión pediátrica).
Limita la movilidad del paciente, evitando agravar lesiones cervicales.
Dispone de una gran apertura frontal, para la práctica de la traqueotomía

» Dimensiones: 57x16 cm adulto
48x14 cm pediátrico
Peso neto 150 gr.

COLLARIN CERVICAL MULTITALLA