



» Referencias:
SERCS1A60 Juego de correas tipo araña (tablero no incluido)

» Descripción del producto

Fabricado en Nylon - Polipropileno.

Se trata de un sistema práctico y robusto para la inmovilización y la contención de pacientes sobre tableros espinales u otros dispositivos.

Se adapta a todas las camillas espinales y a todos los pacientes gracias al sistema de extensión longitudinal del cinturón.

Sistema de fijación que asegura un fácil y rápido uso.

» Peso neto: 0,80 kg.

CAMILLA SILLA PLEGABLE