



» Referencias:  
SERCS1A6E Tablero espinal naranja flotable HDPE

» Descripción del producto

Fabricado en una única pieza de HDPE  
Estructura firme que facilita el transporte.  
Permite el uso de Rayos-X.  
Dos cinturones garantizan que el proceso de transporte sea seguro.  
Gran resistencia a los golpes y la corrosión.  
Flotante  
Puede ser usado con el inmovilizador de cabeza.

» Dimensiones 186x45,5x5,5 cm.  
Peso neto: 7,40 kg.  
Capacidad de carga 160 kg.

TABLERO ESPINAL NARANJA HDPE