



- » Referencias:
SERCS1A6K Tablero espinal 2 en 1

Descripción del producto

- » Tablero espinal 2 en 1.
Estructura firme que facilita el transporte.
Totalmente impermeable.
Optimiza el espacio.

Incluye un tablero espinal pediátrico integrado en su estructura.
Gran resistencia a los golpes y a la corrosión.
Especial para ambulancias y equipos de rescate.
Puede ser usado con el inmovilizador de cabeza.
Polietileno alta densidad HDPE

- » Dimensiones 186x44x5,5 cm
Peso neto 11 kg.
Capacidad de carga 150 kg.

TABLERO ESINAL 2 EN 1