



» Referencias:
SERCS1A6L Camilla de rescate multifuncional

» Descripción del producto

Fabricado en un compuesto de PE especial.
Muy ligera, con muy poco volumen, enrollable, ocupa muy poco espacio
Especial para el rescate en incendios, y en zonas profundas y estrechas.
Se puede levantar vertical y horizontalmente.
Cuerda perimetral para mayor seguridad y 4 asas de sujeción.
Dispone de cintas de sujeción para una óptima inmovilización.

» Dimensiones: 252x87x0,5 cm

Peso neto 1,25 kg.
Capacidad de carga: 150 kg.

CAMILLA RESCATE MULTIFUNCIONAL