



» Referencias:
SERCS1F1B Camilla doble plegado con bolsa de transporte

» Descripción del producto

Fabricado en aleación de aluminio y materiales de cuero impermeables.

Muy ligera y de peso y tamaño reducido.

Dos cinturones de apertura rápida garantizan que el proceso de transporte sea seguro.

De fácil plegado.

Totalmente lavable.

Incluye bolsa de transporte

» Dimensiones : 208x17x9 cm
 104x17x9 cm

Peso neto 5,00 kg.

Capacidad de carga: 160 kg.

CAMILLA DOBLE PLEGADO