



» Referencias:
SERCS1F4 Camilla apilable aluminio con cinturones

» Descripción del producto

Fabricado en aleación de aluminio y materiales de cuero impermeables.

Muy ligera y de peso y tamaño reducido.

Dos cinturones de apertura rápida garantizan que el proceso de transporte sea seguro.

De fácil almacenamiento al ser apilables

Totalmente lavable.

» Dimensiones: 187x50x18 cm

Peso neto 5,00 kg.

Capacidad de carga: 160 kg.

CAMILLA APILABLE