



» Referencias:  
SERCS1GL Camilla cuatro plegados con maletín

#### » Descripción del producto

Fabricado en aleación de aluminio y materiales de cuero impermeables.

Muy ligera y de tamaño reducido.

Dos cinturones de apertura rápida garantizan que el proceso de transporte sea seguro.

Totalmente lavable.

» Dimensiones :           215x54,5x15 cm  
                                  26x17x55 cm plegada

Peso neto                   7,70 kg.

Capacidad de carga: 160 kg.

CAMILLA CUATRO PLEGADOS