



» Referencias:
SERCS4A Camilla pala de aluminio

» Descripción del producto

Fabricado en aleación de aluminio de alta resistencia.
Gran ligereza y de peso reducido, fácil de utilizar y de transportar.
La camilla se puede ajustar según el tamaño del paciente.
La camilla se puede separar en dos partes gracias a una bisagra central.
De fácil plegado.
Reduce el movimiento del paciente para una correcta evacuación.

» Dimensiones: 210x44x6 cm
120x44x9 cm
Peso neto 5,0 kg.
Capacidad de carga: 160 kg.

CAMILLA PALA ALUMINIO