



» Referencias:
SERCS4D Camilla de pala HDPE plegable

» Descripción del producto

Fabricado en aluminio y fibra de polímero con tratamiento térmico. Gran ligereza y de peso reducido, fácil de utilizar y de transportar. Dispone de 4 posiciones diferentes, para ajustarse a la altura del paciente. De fácil plegado. Totalmente radiocompatible. 100% translúcida. Sistema "TWIN" integrado, una cerradura de seguridad para un fácil bloqueo/desbloqueo de la cabecera. Mantiene una correcta alineación cervical.

» Dimensiones: 162x44,5x7 cm
120x44,5x7 cm
Peso neto 7,50 kg.
Capacidad de carga: 160 kg.

CAMILLA PALA HDPE PLEGABLE