



» Referencias:
SRCS5E Silla de evacuación en escaleras

» Descripción del producto

Silla de evacuación en escaleras y espacios reducidos.
Fabricada en aleación de aluminio de alta resistencia. - Diseñada para subir y bajar escaleras en situaciones de emergencia. - Una persona puede operar esta silla sin ningún problema. - Dos cinturones garantizan que el proceso de transporte sea seguro. - Diámetro de las ruedas: 150mm.

» Dimensiones 120x54x30 cm. extendida
90x54x153 cm. plegada
Peso neto 11,50 kg.
Capacidad de carga 160,00 kg.

CAMILLA SILLA PLEGABLE