



Referencias:

- » **SERCS7H** Dispositivo de extricación adulto
- SERCS7HPED** Dispositivo de extricación para niños

**Descripción del producto**

- » Equipo de extricación para inmovilizar por completo, cabeza, tronco y tórax. Fabricado en vinilo revestido de nylon acolchado. También se puede utilizar como férula de cadera y pélvica. Dispone de 2 hebillas de liberación manual laterales. Sellado térmicamente para evitar cualquier contaminación. Radiotransparente. 100% translúcido. Sistema de fijación mediante veleros. Correas de sujeción cosidas, codificadas por colores. Apto para la utilización en niños. Incluye bolsa de transporte.

- » Dimensiones: 86x26 x35 cm

Peso neto 3,50 kg.

**DISPOSITIVO DE EXTRICACIÓN**