



» Referencias:
SERCS7N Camilla rescate NEIL-ROBERTSON

» Descripción del producto

Fabricada de acuerdo con los requisitos de la camilla Neil Robertson de la Guía Médica Marina Internacional, compilado por la OMS.

Construida con varillas semi rígidas de madera y canvas, garantizando el rescate de la víctima en condiciones de seguridad.

Estudiada para rescatar personas en lugares estrechos o de difícil acceso.

Posibilidad de rescate en posición vertical inmovilizando perfectamente al herido.

Está dotada de su propio sistema de correas, para una fijación óptima de la víctima.

» Dimensiones: 167x135 cm

Peso neto 6,50 kg.

Capacidad de carga: 120 kg.

CAMILLA SILLA PLEGABLE