



» Referencias:
SERCS9A Juego de ferulas inchables 6 piezas con bolsa de transporte

» Descripción del producto

Férulas anatómicas hinchables, juego de 6Uds.
Fabricadas en cuero plastificado de alta calidad.
Completamente lavables y reutilizables. Producto esterilizable.
Inmoviliza, amortigua y protege los miembros lesionados.
Férulas de uso ambidiestro. Radiocompatible. 100% translúcidas.
Incluye:

- Ud. De brazo o muñeca adulto
- Ud. De pierna adulto
- Ud. De brazo niño
- Ud. De hombro
- Ud. De pierna niño
- Ud. De cintura
- Bomba de inflado
- Bolsa de transporte.

» Peso neto 1,60 kg.

FÉRULAS INCHABLES