



Referencias:

- » **SERCSM07** Resucitador manual de silicona adulto
- » **SERCSM09** Resucitador manual de silicona pediátrico
- » **SERCSM11** Resucitador manual de silicona neonatal

» Descripción del producto

Fabricado en silicona, libre de látex reutilizable.  
Válvula de admisión se conecta a la bolsa del depósito de oxígeno directamente.  
Incluye bolsa y tubería de oxígeno y mascarilla de silicona.  
Autoclave a 134° C ayudando a prevenir la infección cruzada.  
Garantizada para 5 años o 20 ciclos de autoclave

Válvula limitadora de presión: 40cmH<sub>2</sub>O  
Espacio muerto: 7 ml  
Conector del paciente: ISO 22 /15 mm

- » Peso neto: 410 g.

RESUCITADOR MANUAL DE SILICONA