



» Referencias:
SERCSMSR Aspirador de secreciones manual

» Descripción del producto

Capacidad máxima 300ml.

Vacío después 1 minuto a 20kPa: >15 kPa

Vacío después de 6 succiones: >20 kPa -Vacío máximo: >39,9 kPa

Válvula de seguridad para prevenir el retorno del fluido

Regulación 50% para uso pediátrico y 100% para uso adulto

Conexión de catéter infantil: 9mm diámetro externo, 21cm longitud.

Conexión de catéter adulto: 17mm diámetro externo, 21cm longitud

ASPIRADOR DE SECRECIONES MANUAL