



Referencias:

» **SERCSPM01** Sistema de fijación pediátrico a camilla ambulancia

» **Descripción del producto**

Compuesto de 5 cinturones y 3 correas de sujeción

Las correas pueden fijar firmemente al niño durante el transporte.

Totalmente ajustable y adaptable a cualquier camilla de ambulancia

Sistema de enganche rápido y fácil de lavar.

- » Dimensiones 80x48 cm.
 10x48 cm. plegado
- Peso neto 1,5 kg.
- Capacidad de carga niños de 5-18 kg.