



» Referencias:
SERCS1NC

Camilla Silla plegable con ruedas y cinturones de sujeción

» Descripción del producto

- Muy ligera y de tamaño y peso reducido.
- Se puede convertir en silla de traslado de pacientes.
- Posee 2 ruedas funcionales y dos asas de sujeción de aluminio.
- Dos cinturones garantizan que el proceso de transporte sea seguro.
- De fácil plegado.
- Totalmente lavable.

» Dimensiones : 188x50x20 cm
 105x12x54 cm plegada

Peso neto 8,00 kg.

Capacidad de carga: 150 kg.