




» Referencias:
ZOLL_M2 Monitor desfibrilador ZOLL M2

» El camino para salvar más vidas

Diseñados para clínicos, personal hospitalario y equipos de atención de emergencia para ofrecer un cuidado de alta calidad a los pacientes. El ZOLL M2 incorpora una tecnología probada, que incluye: desfibrilación, estimulación, cardioversión y retroalimentación de RCP en tiempo real; todo con un bajo costo de propiedad, lo que les empodera para ayudar a salvar más vidas.

El ZOLL M2 ofrece diversas opciones para todas las necesidades de reanimación de pacientes, incluso 12 derivaciones*, PANI*, SpO₂*, EtCO₂* y temperatura*.

M2® de ZOLL®, el cual cuenta con una capacidad pediátrica única integrada en el desfibrilador para optimizar la reanimación de niños




Desfibrilación bifásica rectilínea.

La forma de onda de alta corriente única de ZOLL ha demostrado ser superior a las formas de onda monofásicas para la terminación de la fibrilación ventricular y auricular. Se ha demostrado también que es más eficaz en el tratamiento de pacientes de alta impedancia en comparación con formas de onda exponenciales truncadas al mismo nivel de energía aplicada o niveles más elevados.



Forma de onda de marcapasos patentada de 40 ms.

Estimulación exclusiva y constante de 40 ms que presenta el más alto índice de captura con la menor corriente media necesaria, lo que garantiza la eficacia y la comodidad del paciente. Validado con más de 4000 pacientes en más de 16 estudios.*



Retroalimentación de RCP

La administración de RCP sin ningún tipo de ayuda no es suficiente. ZOLL ha reconocido durante mucho tiempo la importancia de la retroalimentación de la RCP. Nuestra ayuda durante la RCP se usa en todo el mundo para ayudar a los médicos a brindar RCP de alta calidad, la cual representa la piedra angular para una reanimación exitosa.