



» Referencias:  
**SERCS1A6B** Tablero espinal plegable en dos

» Descripción del producto

Fabricado en polietileno.  
Estructura firme que facilita el transporte.  
Permite el uso de Rayos-X.  
Dos cinturones garantizan que el proceso de transporte sea seguro.  
Flotante  
Puede ser usado con el inmovilizador de cabeza.

» Dimensiones            186x44x5,5 cm  
                                  85x50x4 cm.  
Peso neto                    9,20 kg.  
Capacidad de carga    160 kg.

TABLERO ESPINAL PLEGABLE EN DOS